

BROCHURE POWERSERVER® · 2026

powerserver®

LITE PACS

Un PACS complet et
abordable, conçu pour
accompagner votre
croissance

sales@ramsoft.com • ramsoft.com

PowerServer® LITE PACS

Conçu pour les prestataires d'imagerie en pleine expansion

Conçu pour les prestataires d'imagerie de petite et moyenne taille, PowerServer® LITE PACS offre tout ce dont vous avez besoin pour rationaliser l'imagerie diagnostique, à un coût adapté à votre budget.

Cette solution 100 % web, reposant sur une base de données unique, regorge de fonctionnalités avancées et est conçue pour évoluer, afin que votre équipe puisse se concentrer sur la prestation de soins rapides, précis et sécurisés aux patients — à tout moment, où que vous soyez.

Accélérez l'imagerie grâce à des avantages intégrés



Architecture à base de données unique

Centralisez les données pour des flux de travail cohérents et efficaces — pas de silos de données, pas de complexité.



Licences illimitées

Ajoutez librement des utilisateurs, des modalités et des établissements. Pas de frais par utilisateur. Jamais.



Accès facile via le Web

Consultez et générez des rapports depuis n'importe où avec PowerReader — l'outil de reporting client intégré de RamSoft®, proposé dans le PACS PowerServer LITE.



Options de déploiement dans le cloud et en mode hybride

Choisissez le modèle de stockage et de déploiement qui convient à votre cabinet. Cloud, sur site ou hybride — avec une disponibilité de 99,95 % sur la plateforme cloud RamSoft.



Prêt pour l'avenir et évolutif

Passez facilement à PowerServer PACS ou RIS/PACS à mesure que vos besoins en imagerie évoluent.

Performances éprouvées

Des performances qui font progresser les opérations d'imagerie

PowerServer 6.7 offre des gains de vitesse mesurables pour toutes les principales modalités d'imagerie — les radiologues passent ainsi moins de temps à attendre et plus de temps à lire. Grâce à la compression HTJ2K (High Throughput JPEG 2000) et à l'architecture de rendu à distance, la version 6.7 réduit les ralentissements de chargement sur l'ensemble du flux de travail.

Indicateurs de performance	Amélioration par rapport à la version 6.0
Rendu de la première image — CR / Rayons X	67 % plus rapide
Rendu de la première image — MG DBT / tomosynthèse 3D	57 % plus rapide
Rendu moyen de la première image toutes modalités confondues	~39 % plus rapide
Mise en cache de l'étude complète — Étude IRM de 2 000 images	80 % plus rapide (89 s → 18 s)
Transmission d'images haute résolution	67 % plus rapide
Défilement cinématique MG Tomo	4 fois plus rapide
Défilement CT moyen toutes méthodes de saisie confondues	Environ 42 % plus rapide

RAPIDRESULTS™

RapidResults™ Viewer : accès instantané, où que vous soyez

Avec RapidResults, les médecins bénéficient d'un accès sécurisé et sans tracas aux images et aux rapports depuis n'importe quel appareil : téléphones, tablettes ou ordinateurs de bureau. Il fonctionne sur toutes les plateformes et s'intègre à n'importe quel DME.

Des fonctionnalités qui favorisent les résultats



Diffusez des examens avec une qualité diagnostique



Consultez les rapports et les images antérieurs



Communiquer directement avec l'équipe soignante



Partagez les résultats avec les patients



Aucune installation requise



Disponibilité du système de 99,95 %



Options hybrides pour plus de flexibilité



Messagerie sécurisée et intégration de codes QR



Protection conforme à la norme HIPAA



Accès via navigateur sans installation

Une confiance dans le cloud sur laquelle vous pouvez compter

PowerServer LITE PACS, hébergé sur Microsoft Azure, offre une sécurité cloud conforme aux normes de l'industrie, une résilience en matière de cybersécurité et la fiabilité requise par les opérations d'imagerie.



Des fonctionnalités exceptionnelles qui optimisent votre flux de travail

Administration	Technique	Clinique
- Listes de travail illimitées, unifiées et personnalisables - Suivi des études en temps réel - Pistes d'audit (utilisateur final, patient, niveau de l'étude) - Contrôle d'accès utilisateur étendu - Suivi des modifications - Attribution des études et contrôle d'accès	- Plateforme web à base de données unique - Liste de travail des modalités DICOM® - Conforme aux normes HL7®, IHE et DICOM - Configuration automatique des postes de travail - Compression HTJ2K pour une diffusion plus rapide - Architecture de rendu à distance (v6.7)	- Protocoles de visualisation avancés - Résultats critiques - Visionneuse RapidResults sans empreinte - Fusion TEP/TDM et cartographie des couleurs - Transcription et dictée en ligne - Conversion vidéo vers DICOM

Flux de travail

✓ Synchronisation multi-sites et d'entreprise	✓ Gestion universelle des listes de travail et des documents
✓ Messagerie sécurisée et intégration des codes QR	✓ Flux de travail consolidé avec possibilité de routage basé sur des déclencheurs et de recherche et récupération d'antécédents

Performance (v6.7)

- Compression HTJ2K – diffusion plus rapide des images
- Rendu à distance – affichage initial plus rapide sur n'importe quel matériel
- Chargement quasi instantané des examens répétés après mise en cache
- DBT / tomociné 3D : débit de défilement 4 fois supérieur

DICOM est une marque déposée de la National Electrical Manufacturers Association pour ses publications normatives relatives aux communications numériques d'informations médicales.

Innovation basée sur l'IA

Des outils plus intelligents. Des diagnostics plus rapides. Des soins de meilleure qualité.

PowerServer LITE PACS est conçu pour l'avenir. Grâce à l'écosystème d'IA intégré de RamSoft, le logiciel RamSoft intègre une IA de pointe dans le flux de travail clinique, là où cela compte le plus.

Ce à quoi vous pouvez vous attendre



01

Accélérez les délais d'exécution sans compromettre la précision.



02

Renforcez la fiabilité des diagnostics grâce à la détection et aux analyses assistées par l'IA.



03

Rationalisez les flux de travail grâce à des outils intégrés qui s'adaptent à l'environnement de travail de votre équipe.



04

Améliorez la prestation des soins grâce à une intervention plus précoce et à des décisions mieux informées.

Comme ces solutions sont intégrées en natif, il n'y a aucune perturbation — juste des performances améliorées, dès le départ.

PARLONS-EN

Accélérons ensemble l'imagerie

Prêt à découvrir comment PowerServer RIS/PACS peut réduire les délais d'exécution, éliminer les goulots d'étranglement dans les flux de travail et mettre en œuvre l'IA dans l'ensemble de vos opérations d'imagerie ?

[Demandez votre démo](#)
ramsoft.com

« RamSoft était globalement la meilleure solution pour notre entreprise. Grâce aux produits cloud de RamSoft, nous avons pu mettre en œuvre de nombreux programmes, optimiser l'efficacité du partage des images des patients et offrir des services à forte valeur ajoutée, tels que la production de rapports en 24 heures. »

- **Miranda Polselli** cofondatrice et directrice des opérations, MammoLink®

UNE CONFIANCE RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER

Un partenaire mondial en imagerie.

Plus de 750

INSTALLATIONS

Plus de 22

PAYS

Plus de 30

ANNÉES D'EXPÉRIENCE
DANS L'IMAGERIE

RamSoft est un leader mondial dans le domaine des technologies de l'information appliquées à l'imagerie médicale. Depuis plus de 30 ans, nous aidons les centres d'imagerie, les hôpitaux et les cabinets de téléradiologie à transformer leurs opérations grâce à l'automatisation, à l'orchestration de l'IA et au partenariat.

À propos de RamSoft

Après plus de 30 ans d'existence, RamSoft est devenu un fournisseur mondial de solutions logicielles innovantes de radiologie basées sur le cloud pour les centres d'imagerie, les services de radiologie et les prestataires de téléradiologie. PowerServer® est utilisé par plus de 750 sites et des milliers de clients à travers le monde. Il offre une conception flexible et évolutive permettant aux opérations d'imagerie de toutes tailles de tirer parti de fonctionnalités RIS (système d'information radiologique) et PACS (système d'archivage et de communication d'images) complètes basées sur le cloud.

La dernière offre de RamSoft, OmegaAI®, est une plateforme native du cloud et basée sur l'IA qui fournit des fonctionnalités RIS et PACS rapides, sécurisées et robustes, sans aucune empreinte logicielle. Optimisées par Microsoft Azure, les solutions de RamSoft offrent les plus hauts niveaux de sécurité, de conformité HIPAA et de protection contre les menaces de cybersécurité. RamSoft apporte l'innovation en imagerie grâce à une plateforme unique. Optimisée par l'IA. Interopérabilité totale.

[En savoir plus sur PowerServer](#)

BUREAUX DANS LE MONDE ENTIER

Contactez-nous où que vous soyez.

CANADA

Siège social de RamSoft

8 King St E #208,
Toronto, Ontario M5C 1B5

+1 888.343.9146

ÉTATS-UNIS

RamSoft États-Unis

131 Continental Drive, Suite 301
Newark, Delaware 19713

+1 888.343.9146

INDE

RamSoft Inde

IndiQube Ascent, Municipal No. 420
Koramangala 4-B Block,
Bengaluru 560034

